

## sól fizjologiczna buforowana fosforanami Plus Tween (rozwiązanie 10x)

**Opis:** Preparat Phosphate Buffered Saline Plus Tween został opracowany w stężeniu 10X do stosowania z techniki znakowania immunologicznego jako bufor do mycia. Konieczność ważenia i mieszania poszczególnych składników jest wyeliminowane i zastąpione prostym rozcieńczeniem.

**Treść:** sól fizjologiczna buforowana fosforanami w wodzie o jakości odczynnika z rozcieńczonymi stężeniami chlorku sodu, NaCl: 0,15 mln; Fosforan sodu, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>: 8mM; Chlorek potasu, KCl: 3mM; Potas Phosphate, Monobasic, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>: 2mM, Tween, 0,05 %. Końcowe pH stężonego buforu wynosi 7,4±0,05, Rozcieńczony bufor wynosi 7,9±0,2. Ten produkt jest filtrowany do 0,2 mikrona.

### Dostępność:

**Przedmiot #**

Zobacz materiał PBE999

Zobacz materiał PBE010

**Głośność**

1 litr

10 litrów

**ROZCIĘCZONA OBJĘTOŚĆ**

10 litrów

100 litrów

**Składowanie:** Sól fizjologiczną buforowaną fosforanami należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Produkt jest stabilny przez 24 miesiące od daty wyrób.

### Rozcieńczanie Prodedure:

1. Wlać sól fizjologiczną buforowaną fosforanami i Tween (10x) do kolby mieszającej i dodać wodę do końcowej objętości. Krótco wymieszaj.

**Środki ostrożności:** Nie pipetować odczynnika doustnie.