

Tris Saline tamponnée plus Tween 20 (20x) pH 7,4

Description:

Le pH de 7,4 de ScyTek Tris Buffered Saline + Tween 20 (20x Concentrate) est une formulation optimale de stabilisateurs de pH, de sels et de détergents conçus pour éliminer efficacement l'excès de matière des puits de l'échantillon de tissu ou de la plaque de microtitration sans perturber la réaction de liaison des anticorps. En maintenant l'environnement tampon approprié, les composants non liés peuvent être éliminés sans supprimer les interactions de liaison antigène-anticorps, réduisant ainsi le bruit de fond non spécifique et augmentant le signal spécifique. Nos tampons de lavage ne contiennent pas de conservateurs dangereux tels que l'azoture ou le mercure qui peuvent interférer avec les interactions de liaison anticorps-antigène. Pour votre commodité, le tampon de lavage est proposé dans une grande variété de formulations pour répondre aux besoins de votre application ELISA spécifique.

Contenu:

Solution saline tamponnée Tris dans de l'eau de qualité réactif. Le Tween 20 est ajouté à une concentration diluée de 0,05 %, Tris : 0,05 M, NaCl : 0,15 M. Le pH final du tampon dilué est de 7,4±0,05.

Disponibilité:

<u>REF #</u>	<u>Volume</u>	<u>Volume dilué</u>
TBT500	500 ml	10 litres
TBT999	1000 ml	20 litres
TBT010	10 litres	200 litres
TBT-20000	20 litres	400 litres

Utilisations/Limites :

À ne pas prendre en interne.
Pour une utilisation de diagnostic in vitro.
Pour un usage professionnel.
Applications histologiques.
Ne pas utiliser si les réactifs deviennent troubles.
N'utilisez pas de date d'expiration dépassée.
Soyez prudent lorsque vous manipulez des réactifs.
Non stérile.



Informations de commande et prix actuels chez

www.scytek.com

Précautions:

Évitez tout contact avec la peau et les yeux.
Nocif en cas d'ingestion.
Respectez toutes les réglementations fédérales, étatiques et locales concernant l'élimination.

Stockage : 18° C



25° C



Laboratoires ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ouest
Logan, Utah 84321
États-Unis



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye, Pays-Bas

Procédure:

1. Versez 50 ml de solution saline tamponnée Tris plus Tween 20 (20x) pH7.4 dans une fiole de mélange et ajoutez de l'eau jusqu'au volume final de 1000 ml.
2. Remuez brièvement.

Références:

1. Heidari M, Wang D, Deleka P, Sun S. L'immunosuppression virale de la maladie de Marek modifie les réponses cellulaires de l'hôte et l'expression des gènes immunitaires dans la peau des poulets infectés. *Immunologie et immunopathologie vétérinaires*. 1er novembre 2016;180:21-8.
2. Contreras GA, Thelen K, Ayala-Lopez N, Watts SW. La distribution et le potentiel adipogénique des progéniteurs adipocytaires du tissu adipeux périvasculaire dépendent du dimorphisme sexuel et de l'emplacement des vaisseaux. *Rapports physiologiques*. 1er octobre 2016 ; 4(19) :E12993.
3. Heidari M, Wang D, Fitzgerald SD, Sun S. Dermite nécrotique sévère dans les crêtes de poulets de la lignée 63 infectés par le virus de la maladie de Marek. *Pathologie aviaire*. 2 sept. 2016 ; 45(5):582-92.
4. France M, Skorich E, Kadrofske M, Swain GM, Galligan JJ. Sexe-différences connexes dans le transit intestinal grêle et la dynamique de la sérotonine-graisse-diète-Obésité induite chez la souris. *Physiologie expérimentale*. 1er janvier 2016 ; 101(1):81-99.
5. Atalay F, Ateşoğlu EB, Yıldız S, Fıratlı-Tuglular T, Karakuş S, Bayık M. Relation entre le ligand-1 de la glycoprotéine P-selectine et le pronostic chez les patients atteints de myélome multiple. *Lymphome clinique Myélome et leucémie*. 31 mars 2015 ; 15(3):164-70.
6. Heidari M, Fitzgerald SD, Zhang H. Réponses immunitaires dans les amygdales caecales des poulets infectés par le virus de la maladie de Marek. *Maladies aviaires*. 18 février 2015 ; 59(2):213-26.
7. Weinkopff T, Mackenzie C, Eversole R, Lammie PJ. Les produits excréteurs-sécrétoires filériaux induisent la production de médiateurs lymphangiogéniques par les monocytes humains. *PLoS Negl Trop Dis*. 10 juil. 2014 ; 8(7) :E2893.
8. Heidari M, Fitzgerald SD, Zhang H. Atrophie mécale cérébrale transitoire induite par le virus. *Maladies aviaires*. 24 janvier 2014 ; 58(2):262-70.
9. Abdull-Ghafar J, Oh SS, Park SM, Wairagu P, Lee SN, Jeong Y, Eom M, Yong SJ, Jung SH. L'expression du récepteur de l'adiponectine 1 est indicative d'un pronostic favorable dans le carcinome pulmonaire non à petites cellules. *Le journal de médecine expérimentale du Tohoku*. 2013; 229(2):153-62.
10. Song S, Kole S, Bernier M. Méthode de réticulation chimique pour l'analyse des partenaires de liaison de la protéine de choc thermique-90 dans des cellules intactes. *BioTechniques*. Avril 2012 :1.
11. Zipser B, Bello-DeOcampo D, Diestel S, Tai MH, Schmitz B. L'anticorps monoclonal Mannitou reconnaît de manière unique le paucimannose, un marqueur du cancer, de la souche et de l'inflammation chez l'homme. *Journal de chimie des glucides*. 1er mai 2012 ; 31(4-6):504-18.
12. Terrell SP, Origgi FC, Agnew D. Glomérulonéphropathie chez les rats des bois Key Largo âgés en captivité (*Neotoma floridana smalli*). *Pathologie vétérinaire*. Juillet 2012 ; 49(4):710-6.
13. Liew M., Groll M.C., Thompson J.E., Call S.L., Moser J.E., Hoopes J.D., Voelkerding K., Wittwer C., Spendlove R.S. Validation d'un test ELISA multiplex personnalisé par rapport à des immunoessais commerciaux individuels à l'aide d'échantillons cliniques. *Biotechniques*. 1er mars 2007 ; 42(3):327.
14. Bar-On P, Rockenstein E, Adame A, Ho G, Hashimoto M, Masliah E. Effets du cholestérol-Composé abaissant méthyle-B-la cyclodextrine dans des modèles de α -synucléinopathie. *Journal de neurochimie*. 1er août 2006 ; 98(4):1032-45.
15. Leppert PC, Kokenyesi R, Klemenich CA, Fisher J. Preuve supplémentaire d'une interaction décorine-collagène dans la perturbation des fibres de collagène cervicales pendant la gestation du rat. *Journal américain d'obstétrique et de gynécologie*. 30 avril 2000 ; 182(4):805-12.

Garantie:

Aucun produit ou « mode d'emploi » ne doit être interprété comme une recommandation d'utilisation en violation d'un brevet. Nous ne faisons aucune déclaration, garantie ou assurance quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies sur notre mode d'emploi ou notre site Web. Notre garantie est limitée au prix réel payé pour le produit. ScyTek Laboratories, Inc. n'est pas responsable des dommages matériels, des blessures corporelles, du temps, des efforts ou des pertes économiques causés par nos produits. L'immunohistochimie est une technique complexe impliquant à la fois des méthodes de détection histologique et immunologique. Le traitement et la manipulation des tissus avant l'immunocoloration peuvent entraîner des résultats incohérents. Des variations dans la fixation et l'enrobage ou la nature inhérente de l'échantillon de tissu peuvent entraîner des variations dans les résultats. L'activité endogène de la peroxydase ou de la pseudoperoxydase dans les érythrocytes et la biotine endogène peut provoquer une coloration non spécifique selon le système de détection utilisé.

Stockage : 18° C



25° C



Laboratoires ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ouest
Logan, Utah 84321
États-Unis



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye, Pays-Bas